

## AUTOCLAVE MANUAL. MODELO CVQ-20J MARCA ECOSHEL

Ideal para la esterilización de material médico/quirúrgico, es de fácil operación, segura y confiable. El equipo es recomendable para la antisepsia y esterilización de vendas, gasas, instrumental quirúrgico, etc. Por su tamaño y diseño puede ser un excelente complemento dentro del quirófano para esterilizar instrumental quirúrgico de emergencia. También puede ser utilizado por empresas y unidades de investigación científica en protocolos que requieran asepsia.

Volumen: 20 L

Presión máxima de trabajo: 30 Psi (0.22 MPa)

Temperatura máxima de trabajo: 274°F (134°C)

Intervalo de presión: 10-30 Psi (0.07-0.22 MPa)

Intervalo de temperatura: 239-274°F (115-134°C)

Intervalo de tiempo: 0 - 60 min

Charolas de esterilización:

- Número de piezas: 3
- Dimensiones por charola: 340 x 200 x 30 mm

Dimensiones de la cámara de esterilización:  $\Phi$ 250 x 410 mm Aprox.

Dimensiones del equipo: 480 x 470 x 390 mm

Peso: 40 kg

Potencia: 1.5 KW

Alimentación: CA 110V, 60Hz

Características adicionales

- Válvula de seguridad
- Charolas de esterilización
- Desagüe para liberar el excedente de agua del tanque
- Interruptor de suspensión de alimentación
- Mango en forma de clip para extraer las charolas de esterilización sin inconvenientes
- Cable de alimentación
- Manual de operación

Accesorios incluidos

- Cuenta con un controlador de presión y temperatura, así como un temporizador.
- Protección contra sobrecalentamiento y función de alarma auditiva al finalizar el ciclo de esterilización.



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,  
WhatsApp: 5510713001

[www.heeding.com](http://www.heeding.com)