

## AUTOCLAVE HORIZONTAL SEMI INDUSTRIAL MARCA PRENDO MODELOS AH4590 50100 70130 80170

Autoclave horizontal semi industrial

Este aparato de gran volumen cuenta con una puerta de escotilla diseñada para facilitar al abrir y al cerrar la puerta sin esfuerzo, asegurando el cierre hermético del aparato. El sistema de control consta de un microprocesador para programar temperatura y un timer que se activa cuando la temperatura programada se alcanza, a partir de este momento empieza a descontar el tiempo programado manteniendo la temperatura y al final descarga automáticamente. Este equipo se suministra con plataforma deslizante que facilita la carga y descarga del material a esterilizar, asegurando el uso completo de la cámara.

Esta unidad cuenta con:

- Tapa de escotilla para cerrado rápido.
- Control de temperatura digital programable.
- Sistema de seguridad abajo del nivel de agua.
- Manómetro analógico.
- Mirilla del nivel para líquido.
- Válvula liberadora de presión (SECADO).
- Llave para drenado de depósito de agua (Ø3/8").
- Salida de vapores de descarga (Ø1/2" galvanizado).
- Plataforma deslizante.
- Gabinete de acero inoxidable de fácil limpieza.



OPCIONAL:

- Pantalla Touch

Datos técnicos					
<b>Modelo:</b>	<b>AH 4590</b>	<b>AH 50100</b>	<b>AH 60100</b>	<b>AH 70130</b>	<b>AH 80170</b>
<b>Volts:</b>	220 VCA TRIFASICA	220 VCA TRIFASICA	220 VCA TRIFASICA	220 VCA TRIFASICA	220 VCA TRIFASICA
<b>Watts:</b>	7kw	9Kw	9Kw	18Kw	27Kw
<b>Presión:</b>	1.42 Kg/cm <sup>2</sup>	1.42 Kg/cm <sup>2</sup>	1.42 Kg/cm <sup>2</sup>	1.42 Kg/cm <sup>2</sup>	1.42 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Dimensiones DiámetroxProfundidad:</b>	45x90cm	Ø50x100cm	Ø60x100cm	Ø70x130cm	Ø80x170cm
<b>Volumen:</b>	143 L	190 L	280 L	500 L	850 L

Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,  
WhatsApp: 5510713001

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)