

Balanza Digital 300g/0.1mg, HZPTYFA300S. Huazhi



PTY Rango dual automático, tipo avanzado de balanzas analíticas / de precisión

Conjunto dual inteligente de servicios internos de Cal

La serie PTY ofrece un excelente rendimiento de equilibrio analítico. Exploramos y optimizamos el equilibrio del sensor tradicional. Exploramos y optimizamos profundamente la tecnología del sensor tradicional con la experiencia profesional acumulada durante años. Para la innovación, mejoramos la plataforma de desarrollo, utilizando tecnología de control sofisticada y software relevante para avanzar en la nueva generación de tecnología de sensores monolíticos. Las características de la tecnología de este sensor monolítico son respuesta de ponderación rápida, alta durabilidad, coherencia continua, compatibilidad de sensibilidad y estabilidad.

Características:

- Celda de carga monobloque
- Rango de pesaje doble automático / Dos precisiones de pesaje
- Se puede Configurar la función de calibración interna inteligente dual
- Seis funciones de nivel ajustable
- Carcasa de metal antirradiante y antiestática
- Gran pantalla LCDN VATN
- Tiempo de estabilidad de pesaje ajustable
- 20 blindaje de la unidad: g, ct, lb, oz, ozt, GN, dwt, N, t, T / A / R ...
- Ajuste con la línea RS232
- Modo de ponderación predeterminado automáticamente
- Ajuste de hora y fecha
- Con temperatura de visualización
- Con bajo gancho
- Panel trasero antiestático de metal a prueba de viento

www.heedding.com