

BALANZA DIGITAL 20 KG/0.1 G + 30KG/0.5G MODELO PTQA20. HUAZHI



Serie avanzada PTQ, básculas de pesaje avanzadas de alta capacidad, de doble alcance, automáticas

Las balanzas serie PTQ es un tipo de prospectiva y técnica innovadora en pesaje industrial

PTQ tiene estructura fuerte en su carcasa para cerciorarse de que se pueda utilizar en malos ambientes.

La serie PTQ está diseñada para el cliente que necesita una balanza de gran capacidad.

Características:

- -Gama de pesaje dual Automático / dos pesos de precisión
- -Función CAL externa
- -Función ajustable de seis niveles
- -Tiempo de estabilidad de pesaje ajustable
- -Unidades: g, ct, lb, onza, ozt, GN, dwt, N, t, T / AR
- -Modo de pesaje predeterminado automáticamente
- -Ajuste de hora y fecha
- -Con indicador de temperatura
- -Batería de reserva

Número de artículo	Rango de pesaje (kg)	Legibilidad (g)	Repetibilidad (g)	Linealidad (g)	Ambiente (°C)	Tamaño de la bandeja (mm)	Tiempo de calentamiento
HZ-PTQA20	20/30	0.01/0.5	± 0.02/ ±1	± 0.02/ ±1	10 - 35	205x295	10-20