

Balanza Digital con Cap. de 30kg 40kg marca Huazhi HZPTQA30



Serie avanzada PTQ, básculas de pesaje avanzadas de alta capacidad, de doble alcance, automáticas

PTQ Balance en serie es un tipo de prospectiva y técnica innovadora en pesaje industrial.

PTQ tiene estructura fuerte y cáscara para cerciorarse de que se pueda utilizar en mal ambiente.

La serie PTQ está diseñada para el cliente que necesita un balance de gran capacidad.

Características:

- Gama de pesaje dual automático/dos pesos de precisión
- Función CAL externa
- Función ajustable de seis niveles
- Tiempo de estabilidad de pesaje ajustable
- 20 Escudo de la unidad: g, ct, lb, onza, ozt, GN, dwt, N, t, T / AR
- Modo de pesaje predeterminado automáticamente
- Ajuste de hora y fecha
- Con indicador de temperatura
- Batería de reserva

Número de artículo	Rango de pesaje (kg)	Legibilidad (mg)	Repetibilidad (mg)	Linealidad (mg)	Ambiente (°C)	Tamaño de la bandeja (mm)	Warm-up time
PTQA30	30/40	0.1/0.2	±0.2/±0.4	±0.2/±0.4	10-35°C	205x295mm	10-20

www.heedding.com