

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

BEADAM
BÁSCULAS & BALANZAS

BALANZAS ANALITICA DE LA SERIE LUNA MARCA ADAM



Las balanzas analíticas de Luna están diseñadas con una variedad de características y funciones para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de laboratorio. La Luna ofrece un rendimiento mejorado para lecturas más rápidas y precisas. Con una retroiluminación elegante y moderna, la impresionante pantalla del Luna crea un aura de sofisticación inteligente. La pantalla LCD cuenta con dígitos de 24 mm grandes y fácilmente discernibles en blanco sobre fondo negro. La capacidad de texto y visualización multilingüe hacen que Luna sea ideal para usuarios en diversas regiones. Para una operación simple, los botones de navegación están codificados por colores, lo que ayuda a los usuarios a realizar funciones con una capacitación mínima. Luna proporciona interfaces USB y RS-232 para facilitar la recolección y transmisión de datos a computadoras o impresoras. La construcción de plástico ABS y la bandeja de acero inoxidable de grado resistente 304 significan que Luna es fácil de limpiar y puede soportar el exigente uso de laboratorio. Disponible en cuatro modelos con capacidades de hasta 250 g, Luna ofrece una legibilidad de 0.0001 g y puede realizar tareas de medición básicas y detalladas.

Rendimiento y estilo para una experiencia de pesaje impresionante



Características

- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Ranura de seguridad para candado tipo Kensington para prevenir el robo de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Interfaz USB y RS-232 para comunicación con computadoras o impresoras
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Pantalla multilingüe permite el uso en diversas regiones del mundo

- Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
- Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
- Función de auto apague programable para ahorrar energía
- Adaptador de CA incluido

Detalles del Producto

Modelo	LAB 84e	LAB 124e	LAB 214e	LAB 254e	LAB 84i	LAB 124i	LAB 214i	LAB 254i
Capacidad	80g	120g	210g	250g	80g	120g	210g	250g
Legibilidad	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
Repetibilidad (S.D.)	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
Linealidad (+/-)	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0003g	0.0002g	0.0002g	0.0002g	0.0003g
Peso Mínimo (USP)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
Tamaño del plato	80mm ø							
Unidades de medida	mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, Unidad personalizada							
Tiempo de estabilización (sec)	2							
Interfaz	RS-232 / USB							
Calibración	Calibración Externa				Calibración Interna Automática / Calibración Externa			
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 24mm de alto							
Alimentación de corriente	Adaptador 18VDC 50/60Hz 830mA							
Temperatura de operación	15' a 35°C							
Carcasa	Plástico ABS							
Cabina	Cámara 192x195x230mm							
Dimensiones totales	224x374x338mm (aprox)							
Peso Neto	5.8kg				6.2kg			

Accesorios

No. de Artículo Descripción

3014011014Cable RS-232

3074010267.....Cable USB

3012014259.....Cubierta de Protección

1120011156.....Impresora térmica Adam ATP

104008036Mesa anti-vibración

600002028.....Software AdamDU (Recolección de datos) Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft son todos marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países

700100046Candado y Cable Tipo Kensington

700660290Certificado de Calibración

1120014641Impresora de impacto AIP

700100410.....Ionizador ABI-1

700100207.....E2 1g a 200g juego de pesas de calibración (Incluye el estuche para almacenar las pesas)

700100022E2 100g Pesa de Calibración

700100023.....E2 100g Pesa de Calibración

700100232.....E2 50g Pesa de Calibración

700100026 E2 1mg a 200g juego de pesas de calibración

Accesorios



Impresora de Impacto AIP

Fácil de usar, la impresora de alta velocidad AIP se conecta con cualquier dispositivo que contenga una interfaz RS-232 o USB. La comunicación es fluida y rápida, ya que el AIP detecta automáticamente la configuración de una báscula. AIP presenta una construcción duradera de plástico ABS y es fácil de usar, ya que funciona con solo un interruptor de encendido / apagado y un botón de alimentación de papel.



Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.

www.heeding.com