



BAÑO CON AGITACIÓN GRANDE

MODELO MTR2000 MARCA PRENDO

Este baño de gran volumen sirve para trabajar con varias cubetas hasta de 20 litros, el equipo cuenta con un sistema de propela interna que agita de forma uniforme todo el líquido del tanque y ayuda hacer un intercambio de calor eficiente a los recipientes que en el se introduzcan. El tanque está fabricado en una sola pieza que permite la fácil limpieza del mismo por su amplio acceso es muy cómodo para su manipulación, el equipo cuenta con un microprocesador para regular temperaturas con gran precisión. El sistema de agitación cuenta con propela de alta eficiencia que gira en la parte central del tanque, movido por un motor de corriente directa que asegura una frecuencia que mantiene la velocidad estable y precisa.

El equipo cuenta con ruedas y manijas para su desplazamiento debido al gran volumen y peso que este tiene.

El equipo se puede fabricar con tapas según sea su requerimiento, SE VENDE POR SEPARADO.



Datos técnicos	
Modelo	MTR2000
Dimensiones tina cm.	82 x 40 cm
Dimensiones ext cm.	90 x 70 cm
Voltaje	220 VCA
Amperes	9 amp
Caballos de potencia	1/2 HP
Rango de temperatura	+ 5 amb a 80°C
Función	Calentamiento