

## **Baño modelo H21141 Marca Heedding**



Con circulación de agua continua de baja temperatura, - 10°C a 5°C por debajo de la temperatura ambiente con control analógico y bomba recirculadora.

### **Características:**

- Baño recirculador de agua fría construido completamente de acero inoxidable cal 20 tipo 304 capacidad de la tina 7 litros con sistema de refrigeración de 1/8 con gas R134 y bomba recirculadora (evitando así enviar el agua al drenaje).
- Incluye 3 metros de manguera de PVC flexible • Con control digital de Temperatura y exactitud de + -2°C • rango trabajo 5 grados por debajo de la de temperatura ambiente y hasta -10 °C • consumo eléctrico 500 watts a 120 volts

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)