

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

Cabina de 5 Luces Modelo H31291-5



D65 - Luz de Día Fluorescente CWF - Luz de Blanco Frío (aparador) TL83 - Luz de Blanco Cálido F - Luz incandescente UV - Luz U.V.(para blancos ópticos).
Con memorias de tiempos de uso de luces. 90 cms. Ancho

Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heedding.com