



APARATO PARA PRUEBA DE JARRAS MODELO A-50025 MARCA SCORPION SCIENTIFIC.



Equipo de sedimentación (prueba de jarras) con 6 unidades, propelas planas de acero inoxidable, desmontable. Agitador para prueba de Jarras, en este equipo se simulan los tipos de mezclado y las condiciones de asentamiento en una planta de clarificación, en esta unidad de laboratorio se pueden correr 6 pruebas simultáneamente El motor es de 1/30 HP y tiene control de velocidad electrónico desde 50 hasta 300 r.p.m., el tacómetro es digital. Opera con 120 volts, se incluye base con lámpara fluorescente para observar mejor el proceso y 6 vasos de 1 litro.

ventas@heedding.com

Scorpion Scientific