



*Scorpion Scientific*

## HORNO DE HIBRIDACIÓN DIGITAL MODELO A52005, MARCA SCORPION SCIENTIFIC



Para Hibridación de ADN, control electrónico digital de temperatura desde ambiente hasta 100° C, con exactitud de  $\pm 0.1^\circ$  C, sensibilidad de  $\pm 0.5^\circ$  C a 100° C, interior de acero inoxidable de 33 x 33 x 33 cm. Incluye rotor de acero inoxidable y gira a 15 r.p.m., Capacidad para 10 tubos de 38x300mm. Se incluyen 10 tubos de 38x300 y 10 de 35x300mm. Opera con 120 volts.

[ventas@heeding.com](mailto:ventas@heeding.com)

*Scorpion Scientific*