

Agitador con Plato Caliente

(Termoagitador)

Pantalla de LCD con controlador digital. Temperatura máxima a 300° o 400°C, CON SENSIBILIDAD DE 1 °C. Programación digital muy sencilla de Temperatura, Agitación y tiempo.

Modelo	SM300	SM400
Volumen Máx de agitación	0-2000ml	
Rango de agitación	0-1250 RPM	
Tamaño del Plato	135 x 135 mm	
Material del Plato	Acero Inoxidable	
Rango de Temperatura	0-300°C	0-400°C
Sensibilidad de Temperatura	1°C	
Tiempo	0-99 min	
Dimensiones	230 x 180 x 120 mm	
Alimentación	120V / 50Hz	
Marca	Science Med	

Garantía de **1** año

