

Punto de fusion.

Con su control proporcional se puede ajustar la velocidad de ascenso de la temperatura y con su lámpara y lente de aumento puede visualizar perfectamente su muestra.

El quipo se suministra con termómetro que mide de 20° a 300°C con precisión.

Características

- Control de temperatura
- Resistencia de 100 watts
- Plato caliente de aluminio
- Botón de encendido
- Botón de luz
- Lámpara de 12 volts
- Transformador de 12 volts
- Lente de aumento
- Mueble de acero con recubrimiento epoxipoliéster
- Cable de alimentación

Datos técnicos	Analógico
Modelo	PF-300
Temperatura	Ambienta a 300°C
Volts	127 VCA
Frecuencia	60 Hz
Sensor de temperatura	Termómetro de mercurio