

Teñidor Automático de Tejidos

*Modelo:

ECO-700

El Teñidor Automático de tejidos ECO-700 de ECOSHEL es un equipo útil en la tinción de cortes de tejidos de animales y plantas, que ayuda a mejorar los tiempos de procesamiento y preparación para su observación, con lo que contribuye a una rápida obtención de resultados y a un diagnóstico oportuno en instituciones médicas y de investigación.

| | |
|------------------------------------|--|
| *Número de tanques: | 17 |
| *Capacidad del tanque: | 880 mL. |
| *Tiempo de retención en c/ tanque: | 1 segundo ~ 99 minutos y 99 segundos |
| *Visualización de parámetros: | Pantalla LED |
| *Suministro de energía: | 120 V \pm 10% a 50 Hz, 350 W |
| *Dimensiones externas: | 1300 x 500 x 550 mm |
| *Características adicionales: | <ul style="list-style-type: none">• Función de alarma cuando termina alguna canastilla de la corrida.• Puede modificarse el programa y establecer uno nuevo.• Memoria para almacenar 4 programas, con opción para corregir.• Función automática de búsqueda de posición.• Alarma automática de operación errónea o término de operación. |



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Garantía: 1 año
Fabricación: USA
Marca: ECOSHEL

