

Balanza Digital 2000g/0.01g BL-HZTA2000



Características:

- Función de calibración
- Mayor resolución
- Todo el rango de conversión bruta a neto
- Indicador LED
- Conversión de unidades (g, CT, OZ, lb)
- Alimentación: CA 220V \pm 10% 50HZ \pm 1HZ DC 9V
- Con interfaz RS-232.

Especificaciones:

Capacidad máxima	2,000 gramos
Resolución	0.01 gramos
Diámetro del plato de prueba	125 mm

www.heedding.com