

Copa de Permeabilidad 25cm², TQC TQVF2201



La gama de vasos de permeabilidad TQC Sheen está diseñada para respaldar las pruebas de permeabilidad de tintas y recubrimientos según una serie de estándares internacionales, incluidos ISO 7783, ASTM D1653 y ASTM E96. La copa de permeabilidad consta de una copa, un anillo de sellado y un anillo de cubierta. El anillo de sellado está diseñado para evitar que gire al cerrar la tapa.

Área de superficie:	10 cm² /1,55 pulg² 25 cm² /3,88 pulg²
Volumen:	16 cm ³ /0,98 pulg ³ 40 cm ³ /2,44 pulg ³
Diámetro interno:	35,7 mm/1,41 pulgadas 56,40 mm/2,22 pulgadas
Diámetro externo:	65,8 mm/2,59 pulgadas 89,0 mm/3,5 pulgadas
Masa: (de taza vacía)	≈70g/2,5oz ≈94g/3,3oz
Material:	Aluminio anodizado

www.heeding.com