



Scorpion Scientific

## HORNO DE SECADO MODELO 9140A MARCA SCORPION SCIENTIFIC,



De circulación forzada

**Capacidad 134 Litros**

- CÁMARA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
- PANTALLA LCD
- CONVECCIÓN MECANICA (DE AIRE FORZADO)

### **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

La altura o de los estantes se puede ajustar de acuerdo a las necesidades.

Ventana en la puerta para observar el proceso.

La puerta tiene cierre magnético

Control de la temperatura y tiempo, función de alarma de sobrecalentamiento;

### **PARÁMETROS TÉCNICOS:**

Rango de Temperatura: desde ambiente hasta 250°C , resolución en el Display 0.1°C

Estabilidad de la Temperatura:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Uniformidad de la temperatura 2.5%

Intervalo de tiempo 1~9999min

Potencia 2050W a 220 volts

Dimensiones interiores: 56 cm de ancho  $\times$  30 cm de fondo  $\times$  80 cm de altura

Dimensiones exteriores (cm) 64.5 de ancho  $\times$  65 cm de fondo  $\times$  111.4 cm de altura.

Estantes : 3 piezas

Peso aprox. 95 Kg Peso Bruto 117 Kg. [ventas@heeding.com](mailto:ventas@heeding.com)

*Scorpion Scientific*

[www.heeding.com](http://www.heeding.com)