

# KIT TERMÓMETRO INFRARROJO CON PEDESTAL, MODELO 15050K DELTATRAK



Modelo 15050

Thermotrace Autocheck sin contacto

Termómetro de frente infrarrojo

Rango de medición	32°F a 122°F (0°C a 50°C)
Temperatura de funcionamiento	50°F a 104°F (10°C a 40°C)
Precisión	± 0.4°F de 93.2°F a 113°F ± 0.2°C de 34°C a 45°C
Tipo de Display	Digital
Distancia de medición	2 pulg. a 4 pulg. (5 cm a 10 cm)
Tiempo de respuesta	0.5 segundos
Memoria de datos	999 puntos de datos de temperatura
Espera activa	Alrededor de una semana
Fuente de poder	Carga USB DC 4.2-5V o batería recargable de iones de litio 18650 de 3.7V
Tamaño	6.7 pulgadas de largo x 4.5 pulgadas de ancho x 5.5 pulgadas de alto (170 mm de largo x 115 mm de ancho x 140 mm de alto)
Peso	0.77 libras (350 g)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS

Sin contacto, evita la infección cruzada

- Manos libres, no se requiere operador
- Lectura rápida, 50 mediciones por minuto
- La unidad viene con una batería recargable de iones de litio preinstalada para facilitar su uso
- Temperatura de alarma preestablecida a 100.4 ° F para detección de fiebre según las pautas de los CDC
- Bueno para usar en escuelas, empresas y servicios alimentarios
- Se puede montar en la pared o en un trípode.
- Diseñado para uso continuo a largo plazo
- Capacidad de alarma de fiebre preestablecida (° F / ° C)
- ° F / ° C seleccionable
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Contenido del paquete

- Termómetro de frente infrarrojo sin contacto de verificación automática modelo 15050
- Manual de usuario
- Tornillos x 2
- Batería 18650 x 1
- Tarjeta de garantía

Negocios, Clínicas y Retail

Termómetro de frente sin contacto perfectamente adaptado para examinar a los empleados antes de entrar al lugar de trabajo. Se puede montar cerca de puertas y portones de entrada.

Escuelas y Universidades

Solución ideal para examinar a los estudiantes en los autobuses escolares y en las entradas de las aulas. Excelente manera de identificar a los estudiantes con fiebre para ayudar a prevenir infecciones cruzadas.

Servicios de alimentación y hostelería

Este termómetro de pared está bien posicionado para examinar a los empleados y clientes que puedan tener fiebre.

Tripie Modelo 15067 Incluido

Soporte para trípode Altura máxima ajustable: 6,9 pies (2,1 m) Material: metal Diámetro del trípode: 0,9 pulgadas (22 mm) Diámetro del soporte de la base: 0,6 pulgadas (16 mm)

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)