

Microscopio portátil digital VT-300Plus ViTiny MTVT300Plus



Microscopio portátil digital MTVT300PLUS

Características generales

| |
|--|
| Pantalla LCD TFT a todo color de 2,7" 320X240 píxeles |
| Sensor CMOS: 2M píxeles |
| Aumento: 1/x, Óptico 10x (Zoom digital a 55x) Óptico 30x (Zoom digital a 155x) |
| Resolución de la foto: Max 5M píxeles, archivo JPG |
| Resolución de video: 640X480 píxeles, archivo MOV |
| Luz: 4 piezas de LEDES blancos |
| Incorporado: tipo L y regla tipo cruz para medir la longitud |
| Memoria flash de 4G Byte incorporada |
| Dimensión del dispositivo: 121x56x26mm |
| Peso: 90g |
| Función del dispositivo: modo de comparación, modo de escena, efecto especial |
| Función del software: Captura, 2D, medición, comparación de imágenes, etc. |

www.heedding.com