

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

MUFLA CON CAMARA DE 20X25X20CM 7 LITROS

MODELO H51130 MARCA HEEDDING



Mufla digital de laboratorio, para procesos como calcinación, pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.

Mufla digital de laboratorio, para procesos como calcinación, pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.

CARACTERISTICAS:

- Con control electrónico digital a base de microprocesador.
- Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1200°C, Aislamiento de fibra cerámica. El hogar está formado por 4 resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario.
- El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.
- Dimensiones interiores 20x25x20 cm (Frente x Fondo x Altura)
- Capacidad 7 litros.
- Opera con 220 volts, 4000 Watts.
- Incluye manual de operaciones en español.

Marca HEEDDING. FABRICACION NACIONAL



www.heedding.com

Calle Panal No. 60 Colonia Los Olivos Alcaldía Tláhuac, C.P. 13210, Ciudad de México. Tel. 5510713001, Email. ventas@heedding.com; www.heedding.com