

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION MODELO H50027CA MARCA HEEDDING



Multiparrilla de 6 plazas, (se fabrica 4 y 6 lugares)

6- Placas de Aluminio de 10 x 10 cm. Independientes

6- Controles de temperatura y agitación

6- Agitador magnético

6- Control de temperatura tipo infinito, de temperatura independientes, desde ambiente hasta 375°C, opera con 120 volts.

6- Control de velocidad analógicos de 100 a 120 rpm./ 1200 watts

Gabinete de lamina cal.18 recubierto con pintura apoxica resistente al ataque quimico

Manual de operación.

Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heeding.com