

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

Perspirómetro Modelo H17519



Para verificar la solidez del color de textiles a los efectos de la transpiración ácida ó alcalina. La prueba se aplica a fibras, madejas o telas de cualquier clase de teñidos, estampados o coloreados. Cumple con las Normas: AATCC 15, 106, 107, 165; ISO 105-E01

Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heedding.com