

## Refractómetro Digital Portatil para Controlar PH, Atago ATPALPH



El medidor de pH de bolsillo es muy nuevo y es un medidor de pH tipo gota.

Solo necesita una operación simple con una pequeña cantidad de muestra.

Se puede utilizar ampliamente en alimentos y bebidas, como tierra, aceite de corte soluble en agua, líquido de limpieza alcalino.

### Especificaciones

Modelo	PAL-pH
No gato.	4311
Rango pH	0.00~14.00
Resolución pH	0.01
Precisión pH	± 0.10
Calibración	Calibración en 3 puntos en 4.01, 6.86, 9.18.
Compensación de temperatura	de 10 a 40° C
Volumen de muestra	0.6 ml
Tamaño de la fuente de alimentación	Batería alcalina AAA x 2