

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

Teñido en Jigger Modelo H21109



Equipo de tintura de temperatura atmosférica adecuado para hacer pruebas de tintura de algodón, lino, viscosa, etc. y con colorantes directos, ácidos, básicos, azo, reactivos, etc. también es capaz de blanquear y teñir con un radio bajo de licor. Volumen de licor: 1.8 lt.

Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heedding.com

Calle Panal No. 60 Colonia Los Olivos Alcaldía Tláhuac, C.P. 13210, Ciudad de México. Tel. 5510713001, Email. ventas@heedding.com; www.heedding.com