

TERMOMETRO INFRAROJO PARA USO HUMANO DIGITAL MARCA SHENZHEN.

El Termómetro Infrarrojo Digital permiten una certera medición de la temperatura corporal tanto en bebés como en adultos y gracias a su diseño tipo pistola es fácil de usar y totalmente portátil.

Se puede utilizar en contacto o sin contacto para medir la temperatura del cuerpo o la temperatura de otros objetos como el agua, la comida o la temperatura ambiental.

Es un termómetro de alta precisión de grado medico apropiado para el uso diario, ya sea en casa, oficina, centros educativos, areas de trabajo, entre otros.



Características Principales



Lectura a Distancia



Alarma por Fiebre



Pantalla Retroiluminada con Color



Lectura Rápida 0.5 - 2 Seg



Medición en Centígrados o Farenheit



Memoria para Lecturas Previas

Especificaciones Técnicas

Descripción	Termómetro infrarrojo frontal sin contacto
Monitor	Pantalla digital LCD
Distancia efectiva	5cm - 15 cm
Rango de medición	Modo cuerpo: 32.0°C ~ 43.0°C (89.6°F ~ 109.4°F) Modo de objeto: 0.0°C ~ 100.0°C (32.0°F ~ 212.0°F)
Unidad de temperatura	°C / °F
Exactitud	± 0.2°C / ± 0.4 °F (entre 36.0°C ~ 39.0°C / 96.8°F ~ 102.2°C)
Apagado automático	1 minuto
Duración de la batería	Hasta 500 veces en condiciones normales
Entorno operativo	Modo cuerpo: 18.0°C ~ 40.0°C / 50.0°F ~ 104.0°F) Modo de objeto: 5.0°C ~ 40.0°C / 41.0°F ~ 104.0°F)
Almacenamiento	Temperatura: -20°C → 55°C / -4.0°F → 122.0°F Humedad: 15% ~ 95% RH